

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sla2 Para Wb, Elisa - Q9H6Q3

Número de artículo: CM0018528



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SLA2 para WB, ELISA. Detecta SLA2 humano (adaptador tipo Src 2), un regulador negativo de la señalización del receptor de células T. Adecuado para investigación en inmunología y señalización.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo SLA2                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | MARS; SLAP2; SLAP-2; C20orf156; SLA2                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 84174                                                                                                                           |
| GeneID              | 84174                                                                                                                           |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de SLA2 humano (NP_115590.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                          |
| SWISS               | Q9H6Q3                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 29kDa                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                  |