


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slamf6 Para Wb, Elisa - Q96Du3

Número de artículo: CM0016436



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLAMF6 humano (CD352/NTB-A). Validado para WB y ELISA. SLAMF6 es un receptor auto-ligando que modula la activación y diferenciación de las células inmunitarias. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	SLAMF6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KALI; NTBA; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; SLAMF6
Especie	Humano
ID del gen (humano)	114836
ID del gen	114836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-215 de SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96DU3
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo