

Anticuerpo Policlonal Anti-Slamf7 Para Wb Y Elisa - Q9Nq25

Número de artículo: CM0027885

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-SLAMF7 (de conejo) para WB y ELISA, reacción cruzada con humano, ratón y rata. Dirige contra SLAM familia miembro 7, un receptor que modula la activación de células inmunitarias. Útil para investigación en inmunología. 37 kDa, UniProt Q9NQ25.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLAMF7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57823
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-226 de SLAMF7 humano (NP_067004.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQ25
Peso Molecular	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo