

Anticuerpo Policlonal Anti-Slamf7 Para Wb Y Elisa - Q9Nq25

Número de artículo: CM0015816

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLAMF7 humano (CS1, CD319). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudiar la activación de células NK y la modulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLAMF7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	57823
ID del Gen	57823
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-226 de SLAMF7 humano (NP_067004.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NQ25
Peso Molecular de la Proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo