

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slamf7 Para Wb, Elisa - Q9Nq25

Número de artículo: CM0020185

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLAMF7, adecuado para WB y ELISA. Detecta SLAMF7 humano y de ratón, un receptor de la familia SLAM implicado en la activación de las células NK y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SLAMF7
Observaciones/Alias	19A; CS1; CD319; CRACC; SLAMF7
Especie	Humano
ID del gen (humano)	57823
ID del gen	57823
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-226 de SLAMF7 humano (NP_067004.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9NQ25
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo