

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc12A1 Para Wb, Elisa - Q13621

Número de artículo: CM0013212

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SLC12A1/NKCC2 humano, generado contra un péptido sintético. Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación del transporte iónico renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb Conejo SLC12A1
Observaciones/Alias	BSC; BSC1; CCC2; BSC-1; NKCC2; SLC12A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6557
GeneID	6557
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de SLC12A1 humano (NP_000329.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13621
Peso Proteico	121kDa
Envío	Bolsa de hielo