


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc12A2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55011

Número de artículo: CM0014621



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SLC12A2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta NKCC1 (131 kDa) humano, de ratón y rata, un cotransportador Na-K-2Cl basolateral crucial para el volumen celular y la homeostasis iónica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC12A2
Observaciones/Alias	BSC; BSC2; CCC1; BSC-2; KILQS; NKCC1; PPP1R141; SLC12A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6558
GeneID	6558
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-280 de SLC12A2 humano (NP_001037.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55011
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo