


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc12A6 Para If/Icc, Elisa - Q9Uhw9

Número de artículo: CM0029643



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el SLC12A6/KCC3 humano. Validado para IF/ICC y ELISA, este anticuerpo apoya la investigación sobre la regulación del volumen celular y el cotransporte de potasio-cloruro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC12A6 Conejo pAb
Observaciones/Alias	KCC3; ACCPN; KCC3A; KCC3B; CMT2II; SLC12A6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9990
GeneID	9990
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-190 del SLC12A6 humano (NP_598408.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UHW9
Peso Proteico	128kDa
Envío	Bolsa de hielo