

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc12A7 Para Wb, Elisa - Q9Y666

Número de artículo: CM0017081



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC12A7 validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Dirigido contra el cotransportador K-Cl KCC4, implicado en la homeostasis iónica y la audición. Ideal para el desarrollo de ensayos IVD y la investigación biomédica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SLC12A7
Observaciones/Alias	KCC4; SLC12A7
Especie	Humano
GeneID (humano)	10723
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de SLC12A7 humano (NP_006589.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y666
Peso de la proteína	119 kDa
Envío	Bolsa de hielo