


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Slc14A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13336

Número de artículo: CM0007406



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra SLC14A1 humano (transportador de urea 1, antígeno del grupo sanguíneo JK), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios del transporte de urea en eritrocitos y conductos colectores renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC14A1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6563
GeneID	6563
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 289-389 del SLC14A1 humano. (NP_056949.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13336
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo