


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc14A1/Transportador De Urea 1 Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q13336

Número de artículo: CM0021465



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC14A1 humano (transportador de urea 1, antígeno del grupo sanguíneo JK). Validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio del transporte de urea y la fisiología renal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC14A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
Especie	Humana
GeneID (humano)	6563
GeneID	6563
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 158-257 de SLC14A1 humano (NP_001295208.1).
Origen	Cuello
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q13336
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo