


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc16A2 (Mct8) Para Wb, Elisa - P36021

Número de artículo: CM0027074



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC16A2/MCT8 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con tejidos humano, de ratón y de rata, detectando una banda de 60kDa. Apto para investigación del transporte de hormonas tiroideas y deficiencia de MCT8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo SLC16A2
Observaciones/Alias	AHDS; MCT7; MCT8; XPCT; MCT 7; MCT 8; MRX22; DXS128; DXS128E; SLC16A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6567
GeneID	6567
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36021
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo