

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Slc16A3/Mct4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15427

Número de artículo: CM0009878

Introducción

CamelBio ofrece el Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-SLC16A3/MCT4 (O15427) validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Este anticuerpo se dirige al transportador de monocarboxilato 4, ideal para estudios de metabolismo de lactato y metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC16A3/MCT4 Rabbit mAb
Notas/Alias	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9123
GeneID	9123
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 410-465 de SLC16A3/MCT4 humano (NP_004198.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15427
Peso molecular de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo