

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc16A4 Para Wb Y Elisa - O15374

Número de artículo: CM0013200

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC16A4 humano (MCT4/5), un probable transportador de monocarboxilatos. Validado para WB y ELISA con reactividad en humanos y ratas. Adecuado para la investigación de proteínas de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	SLC16A4 Rabbit pAb
Observaciones/alias	MCT4; MCT5; SLC16A4
Especie	Humano
ID del gen	9122 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 388-487 de SLC16A4 humano (NP_004687.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	O15374
Peso molecular de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo