

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc16A4 Para Wb, Elisa - O15374

Número de artículo: CM0030399

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC16A4 humano (MCT4/MCT5), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Apoya estudios sobre transportadores de monocarboxilatos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC16A4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCT4; MCT5; SLC16A4
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9122
GenelD	9122
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15374
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo