

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc16A7 (Mct2) Para Wb, If/Icc, Elisa - O60669

Número de artículo: CM0015439



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SLC16A7/MCT2 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta el transportador de monocarboxilatos 2 en muestras humanas y de rata. Ideal para investigación metabólica y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	SLC16A7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCT2; SLC16A7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9194
GeneID	9194
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O60669
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo