

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Slc16A7 (Mct2) Para Wb, Elisa - O60669

Número de artículo: CM0026065



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a SLC16A7 (MCT2) humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con rata. Validado para la detección de transportadores de monocarboxilatos endógenos en investigación de metabolismo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC16A7 Rabbit pAb
Notas/Alias	MCT2; SLC16A7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9194
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 379-478 de SLC16A7 humano (NP_001257551.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O60669
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo