


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc17A5 Para Wb, Elisa - Q9Nra2

Número de artículo: CM0017063



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC17A5 humano (Sialina), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación sobre transporte lisosomal y metabolismo del ácido siálico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC17A5
Observaciones/Alias	SD; AST; NSD; SLD; ISSD; VEAT; SIASD; SIALIN; SLC17A5
Especie	Humano
GeneID	26503
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SLC17A5 humano (NP_036566.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NRA2
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo