

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc17A6 Para Wb, If-P, Elisa - Q9P2U8

Número de artículo: CM0016475

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SLC17A6/VGLUT2, adecuado para Western blot, inmunoprecipitación con fluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Para investigación sobre vesículas sinápticas y transporte de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC17A6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DNPI; VGLUT2; SLC17A6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57084
GeneID	57084
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-582 de SLC17A6 humano (NP_065079.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P2U8
Peso molecular de la proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo