

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc17A7 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9P2U7

Número de artículo: CM0014620

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SLC17A7 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA en humano y ratón. Dirigido al transportador vesicular de glutamato 1 (VGLUT1) para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC17A7
Observaciones/Alias	BNPI, VGLUT1, SLC17A7
Especie	Humano
ID del Gen	57030
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P2U7
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo