


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc18A3 Para If-P, Ihc-P, Elisa - Q16572

Número de artículo: CM0020130



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC18A3 (VACHT), validado para IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la neurotransmisión colinérgica y las vesículas sinápticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC18A3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMS21; VACHT; SLC18A3
Especie	Humano
GenelD (humano)	6572
GenelD	6572
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 473-532 del SLC18A3 humano (NP_003046.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q16572
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo