


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc19A1 (Transportador De Folato Reducido) Para Wb, Elisa - P41440

Número de artículo: CM0012921



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC19A1 humano (transportador de folato reducido), adecuado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación del transporte de folato, la captación de metotrexato y la señalización inmunitaria de dinucleótidos cíclicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC19A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RFC; CHMD; FOLT; IFC1; REFC; RFC1; hRFC; IFC-1; MEGAF; RFT-1; hSLC19A1; SLC19A1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6573
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 452-591 del SLC19A1 humano (NP_919231.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P41440
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo