


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc1A1 Para Wb, If-P, Elisa - P43005

Número de artículo: CM0030452



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SLC1A1/EAAT3 validado para Western blot, inmunofluorescencia (IF-P) y ELISA. Detecta el transportador de aminoácidos excitatorios 3 humano, de ratón y de rata. Para investigación en neurociencia, renal y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC1A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DCBXA; EAAC1; EAAT3; SCZD18; hEAAC1; SLC1A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6505
GeneID	6505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 430-524 del SLC1A1 humano (NP_004161.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43005
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo