


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc1A4 Para Wb, Elisa - P43007

Número de artículo: CM0016223



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC1A4 (ASCT1, SATT) validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del transporte de aminoácidos y trastornos neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	SLC1A4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SATT, ASCT1, SPATCCM, SLC1A4
Especie	Humano
GeneID (humano)	6509
GeneID	6509
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-220 del SLC1A4 humano (NP_003029.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43007
Peso proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo