


Anticuerpo Policlonico Anti-Slc1A4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43007

Número de artículo: CM0025337



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SLC1A4, dirigido al transportador humano de aminoácidos neutros ASCT1. Validado para WB, IHC-P, ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la homeostasis de D-serina y los mecanismos de transporte de aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC1A4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SATT; ASCT1; SPATCCM; SLC1A4
Especie	Humano
ID del Gen	6509
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de SLC1A4 humano (P43007)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43007
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo