


Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Slc1A5 Para Western Blot Y Elisa - Q15758

Número de artículo: CM0015377



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SLC1A5 humano (ASCT2), adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para estudiar el transporte de glutamina, el metabolismo del cáncer y las funciones de los receptores virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal conejo anti-SLC1A5
Observaciones/Alias	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7V51; SLC1A5
Especie	Humano
GeneID	6510 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de SLC1A5 humano (NP_005619.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q15758
Peso Molecular Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo