

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc1A6 Para Wb Y Elisa - P48664

Número de artículo: CM0028024

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SLC1A6 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Detecta EAAT4 humano y de ratón, un transportador de glutamato esencial en las células de Purkinje del cerebelo. Ideal para estudios de neurociencia y transporte.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC1A6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EAAT4; SLC1A6
Especie	Humano
GeneID (humano)	6511
GeneID	6511
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-265 del SLC1A6 humano (NP_001259016.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48664
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo