

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc1A7 Para Wb Y Elisa - 000341

Número de artículo: CM0014749

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SLC1A7 (EAAT5) humano, adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para aplicaciones de investigación sobre transportadores de glutamato y retina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC1A7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AAAT; EAAT5; SLC1A7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6512
GeneID	6512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-560 de SLC1A7 humano (NP_006662.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O00341
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo