

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc1A7 Para Wb, Elisa - 000341

Número de artículo: CM0024042

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC1A7 (EAAT5), validado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón. Adecuado para investigaciones de retina y neurociencia sobre el transporte de glutamato y la inhibición sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC1A7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLC1A7; AAAT; EAAT5; familia de transportadores de solutos 1 miembro 7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6512
ID de Gen	6512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 480-560 del SLC1A7 humano (NP_006662.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O00341
Peso Proteico	17kDa/60kDa
Envío	Bolsa de hielo