

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc20A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wum9

Número de artículo: CM0024883

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SLC20A1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Transportador de fosfato dependiente de sodio 1, relevante en investigación de calcificación y receptores retrovirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC20A1
Observaciones/Alias	PIT1; GLVR1; PiT-1; Glvr-1; SLC20A1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6574
ID del Gen	6574
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 257-356 de SLC20A1 humano (NP_005406.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WUM9
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo