

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc20A2 Para Wb Y Elisa - Q08357

Número de artículo: CM0028165

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC20A2 (PiT-2), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre transporte de fosfato, mineralización ósea y entrada retroviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC20A2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PIT2; RAM1; GLVR2; IBGC1; IBGC2; IBGC3; MLVAR; PIT-2; Ram-1; GLVR-2; SLC20A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6575
GeneID	6575
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 235-485 de SLC20A2 humano (NP_001244110.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08357
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo