


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc22A11 Para Wb, Elisa - Q9Nsa0

Número de artículo: CM0028454



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SLC22A11 (OAT4) validado para WB y ELISA. Detecta SLC22A11 de humano, ratón y rata, un transportador de aniones orgánico placentario/renal. Ideal para estudios de transporte e investigación sobre reabsorción renal e intercambio de esteroides placentarios.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | SLC22A11 Rabbit pAb                                                                                                                                        |
| Notas/Alias                   | OAT4; hOAT4; SLC22A11                                                                                                                                      |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)               | 55867                                                                                                                                                      |
| GeneID                        | 55867                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno                    | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-140 de SLC22A11 humano (NP_060954.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                   |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                        |
| SWISS                         | Q9NSA0                                                                                                                                                     |
| Peso molecular de la proteína | 60kDa                                                                                                                                                      |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |