


Anticuerpo Policlon Anti-Slc22A2 (Oct2) Para Wb Y Elisa - O15244

Número de artículo: CM0025390



Introducción

Anticuerpo policlon de conejo dirigido al transportador de cationes orgánicos SLC22A2/OCT2 humano. Validado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para estudios de depuración de fármacos, transporte de neurotransmisores y vías de poliaminas. Peso molecular predicho: 63 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC22A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OCT2; SLC22A2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6582
ID del Gen	6582
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 44-140 de la SLC22A2 humana (NP_003049.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O15244
Peso Molecular de Proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo