

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc22A5 (Octn2) Para Wb, If/Icc, Elisa - O76082

Número de artículo: CM0021871



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC22A5 (OCTN2), un transportador de carnitina de alta afinidad. Validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar el metabolismo de la carnitina, la homeostasis intestinal y la deficiencia primaria de carnitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC22A5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CDSP; OCTN2; SLC22A5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6584
ID del gen	6584
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 430-529 de SLC22A5 humano (NP_003051.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón y rata
SWISS	O76082
Peso molecular de la proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo