


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc22A6 Para Wb Y Elisa - Q4U2R8

Número de artículo: CM0019377



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el transportador de aniones orgánicos SLC22A6 (OAT1) humano. Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada hacia humano y rata. Ideal para investigación de transportadores de fármacos renales y farmacocinética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC22A6
Observaciones/Alias	OAT1; PAHT; HOAT1; ROAT1; SLC22A6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9356
ID del Gen	9356
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-135 del SLC22A6 humano (NP_004781.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q4U2R8
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo