

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc22A7 Para Wb, Elisa - Q9Y694

Número de artículo: CM0012998

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra el SLC22A7 humano (OAT2/NLT), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de ratón y rata. Ideal para la investigación del transporte de fármacos y la función renal/hepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC22A7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NLT; OAT2; hOAT11; SLC22A7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10864
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-142 del SLC22A7 humano (NP_696961.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y694
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo