

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc23A2 Para Wb, Elisa - Q9Ugh3

Número de artículo: CM0031031

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SLC23A2 (SVCT2) humano, adecuado para Western blot y ELISA. Detecta muestras humanas y de ratón. Ideal para investigaciones sobre el transporte de ascorbato y la captación de vitamina C dependiente de sodio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC23A2 Rabbit pAb
Abreviaturas / Alias	NBTL1; SVCT2; YSPL2; SLC23A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9962
GeneID	9962
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 551-650 de SLC23A2 humano (NP_005107.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UGH3
Peso Molecular	70kDa
Envío	Bolsa de hielo