

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc24A4 Para Wb Y Elisa - Q8Nff2

Número de artículo: CM0023738

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SLC24A4 (NCKX4), validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre transporte de calcio, olfacción y amelogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC24A4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AI2A5; NCKX4; SHEP6; SLC24A2; SLC24A4
Especie	Humano
GenelD	123041
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 200-300 de SLC24A4 humano (NP_705932.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NFF2
Peso proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo