

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc24A5 Para If/Icc, Elisa - Q71Rs6

Número de artículo: CM0014383

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC24A5 humano, el intercambiador de sodio/potasio/calcio 5, para IF/ICC y ELISA. Participa en el transporte iónico de los melanosomas y la pigmentación, y es útil para la investigación del albinismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC24A5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	JSX; OCA6; NCKX5; SHEP4; SLC24A5
Especie	Humana
GeneID (humano)	283652
GeneID	283652
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-300 de SLC24A5 humano (NP_995322.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q71RS6
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo