

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A1 Para Wb, Elisa - P53007

Número de artículo: CM0022308

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SLC25A1 humano (transportador mitocondrial de citrato). Validado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de investigación metabólica y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	SLC25A1; CTP; D2L2AD; SEA; SLC20A3; solute carrier family 25 member 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6576
GeneID	6576
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 14 y 124 de SLC25A1 humano (NP_005975.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53007
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo