

Anticuerpo Policlonado Anti-Slc25A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P53007

Número de artículo: CM0018257

Introducción

Anticuerpo policlonado contra SLC25A1 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta niveles endógenos de SLC25A1 en humanos, ratón y rata. Ideal para investigación sobre transporte mitocondrial de citrato y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CIC; CTP; SEA; CMS23; D2L2AD; SLC20A3; SLC25A1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	6576
GeneID	6576
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-311 de SLC25A1 humana (NP_005975.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53007
Peso de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo