

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A11 Para Wb, Elisa - Q02978

Número de artículo: CM0021204

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de grado de investigación dirigido contra SLC25A11 (transportador mitocondrial de 2-oxoglutarato/malato). Validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con humano y ratón. Ideal para investigaciones sobre el metabolismo mitocondrial y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OGC, PGL6, SLC20A4, SLC25A11
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8402
ID de Gen	8402
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del SLC25A11 humano (NP_003553.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q02978
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo