

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A11 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02978

Número de artículo: CM0028836

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC25A11 (OGC). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Detecta la proteína transportadora mitocondrial de 2-oxoglutarato/malato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A11 Conejo pAb
Observaciones/Alias	OGC; PGL6; SLC20A4; SLC25A11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8402
GeneID	8402
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SLC25A11 humano (NP_003553.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02978
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo