


Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A12 Para Wb, Elisa - 075746

Número de artículo: CM0016736



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC25A12 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar el transporte mitocondrial de aspartato/glutamato y lanzaderas metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A12 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8604
ID de Gen	8604
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de SLC25A12 humano (NP_003696.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75746
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo