

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A13 Para Wb, Elisa - Q9Ujs0

Número de artículo: CM0016336



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-SLC25A13 validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio del antiporte mitocondrial de aspartato/glutamato y de la función de citrina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC25A13 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
Especie	Humana
ID del gen (humano)	10165
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de SLC25A13 humana (NP_001153682.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9UJS0
Peso molecular	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo