

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc25A14 Para Wb, Elisa - 095258

Número de artículo: CM0017397

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SLC25A14 (UCP5/BMCP1) validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigaciones sobre portadores mitocondriales y metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	SLC25A14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UCP5; BMCP1; SLC25A14
Especie	Humano
GenelD	9016
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-200 del SLC25A14 humano (NP_001269124.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095258
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo