

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc25A16 Para Wb Y Elisa - P16260

Número de artículo: CM0021763

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SLC25A16, un transportador mitocondrial de coenzima A relacionado con la enfermedad de Graves. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para investigación mitocondrial y autoinmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-SLC25A16
Observaciones/Alias	GDA; GDC; ML7; hML7; HGT.1; D10S105E; SLC25A16
Especie	Humano
GeneID	8034
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de SLC25A16 humano (NP_689920.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16260
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo