

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A17 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43808

Número de artículo: CM0014372

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC25A17 humano (PMP34), validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Detecta SLC25A17 en humano y ratón, un transportador de cofactores peroxisomal. Adecuado para la investigación de biología de peroxisomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC25A17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PMP34; SLC25A17
Especie	Humano
GeneID	10478
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del SLC25A17 humano (NP_006349.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43808
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo