

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc25A19 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc21

Número de artículo: CM0018113

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC25A19 humano, un transportador mitocondrial de pirofosfato de tiamina. Adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad en muestras humanas y de ratón. Útil para estudiar el transporte mitocondrial y trastornos relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC25A19 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
Especie	Humana
GeneID (humano)	60386
GeneID	60386
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de SLC25A19 humano (NP_068380.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q9HC21
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo