

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slc25A19 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc21

Número de artículo: CM0016781

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLC25A19 humano (transportador mitocondrial de pirofosfato de tiamina). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación del transporte mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SLC25A19 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DNC; TPC; MUP1; MCPHA; MTPPT; THMD3; THMD4; SLC25A19
Especie	Humano
GeneID	60386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de SLC25A19 humano (NP_068380.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9HC21
Peso molecular	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo